

OIREHOLTER- PÄIVÄKIRJA				
Nimitarra			Aloituspvm	Lopetuspvm
Painallusno	Pvm	Klo	Syy painamiseen (tuntemus), missä tilanteessa oire tuli	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				

OHJEET ZENICOR-NAUHOITUSTA VARTEN**Aloitus**

- Paina **START**-nappia ja odota, että näyttöön tulee teksti **Valmis mittaukseen**.

Mittaaminen

- Aloita EKG:n mitaaminen asettamalla peukalot elektrodien päälle.
- Mittauksen aikana näytölle tulee tilannetiedotus, josta näkee, kuinka paljon mittausaikaa on vielä jäljellä.
- Kun mittaus on suoritettu loppuun, kuuluu äänimerkki ja näytölle tulee teksti **Mittaus valmis**.

Lähtettäminen

- Lähetä EKG-tiedot eteenpäin painamalla **LÄHETÄ**-nappia.
- Lähteyksen aikana laitteen näytölle tulee tilannetiedotus.
- Kun lähetys on suoritettu loppuun, kuuluu äänimerkki ja näytölle tulee teksti; **Lähetys onnistui**.
- Laite sulkeutuu automaattisesti

Mittauksen aikana

- On tärkeää pitää peukaloita elektrodien päällä koko mittaustoimenpiteen ajan.
- Pidä peukaloita mittauksen aikana lepoasennossa ja paina niitä vakaasti elektrodeja vasten.
- Jos mittauksen aikana esiintyy oireita, paina oire-nappia, jotta poliklinikalla saadaan siitä tieto.
- Jos mittaus ei käynnisty 3-5 sekunnin kuluessa siitä, kun peukalot on asetettu elektrodien päälle, kostuta peukaloita hieman ja yritä uudelleen.
- Painamalla **START**-nappia laitteen voi valmistella milloin vain uuteen mittaukseen.
- Meneillään olevan mittauksen voi peruuttaa painamalla **START**-nappia.

Lähtämisen aikana

- EKG-tietojen lähettämisen aikana näyttöön voi tulla seuraavanlaisia sanomia.

Virheilmoitus	Toimintaohje
Ei yhteyttä matkapuhelinverkkoon	Yritä lähettää toisesta paikasta
Ei yhteyttä EKG-tietokantaan	Yritä lähettää tunnin kuluttua uudestaan. Jos kestää yli 24 tuntia, yhteys poliklinikalle.
Lähetysvirhe Laitetta ei ole rekisteröity	Ota yhteys poliklinikalle
Tiedonsiirto epäonnistui	Yritä lähettää tunnin kuluttua uudestaan. Jos kestää yli 24 tuntia, yhteys poliklinikalle

- Jos lähettämisen aikana ilmenee virhe, EKG tallentuu laitteeseen ja se voidaan lähettää myöhemmin.
- Tallennettu EKG lähetään käynnistämällä laite uudelleen ja painamalla **lähetä**-nappia.