

POTILASOHJE BAXTER-INFUUSIOPUMPPU

Syöpätautien erikoislääkäri on suunnitellut sinulle aloitettavaksi **hoidon, joka toteutetaan infuusiopumpun** avulla. Hoitoosi kuuluu useamman vuorokauden aikana annettava 5-fluorourasiili-hoito, joka annostellaan pumpussa. Infuusiopumppu mahdollistaa **hoidon osittaisen toteuttamisen kotona**, jolloin sinun ei tiputuksen pitkän keston takia tarvitse yöpyä sairaalan vuodeosastolla. Voit elää hoidon aikana normaalisti oman rytmisi mukaan.

Infuusiopumpun letkusto asennetaan vaskuporttineulaan. Letkustossa oleva virtaussäädin teipataan ylävatsan iholle. Virtaussäädin säätelee lääkkeen virtauksen nopeutta ihon lämpötilan mukaan. Infuusiopumppu mahtuu vyölaukkuun ja kulkee muknasi hoidon ajan. Lääkkeenanto ei näy ulospäin muuten kuin laukkuna vyötärölläsi.

Kun infuusiopullo on tyhjentynyt sovitun ajan kuluessa, saavut poistattamaan sitä syöpätautien ja hematologian poliklinikalle tai terveystakeskukseen. Ihon lämpötilasta riippuen pumpun tyhjeneminen voi olla pari tuntia lyhyempi tai pitempi kuin oletettu hoidon kesto aika. Pumppu on täysin tyhjä silloin, kun sen kovan läpinäkyvän muovikuoren sisällä oleva joustava ruskea lääkesäiliö on **kapeutunut suoraksi letkuksi**. Sinulle ei aiheudu mitään vaaraa siitä, vaikka pumppu olisi jonkin aikaa tyhjänä ennen sen poistamista.

Infuusiopumppuhoidon aikana:

- jos käyt suihkussa, suojaa vaskuporttineula kastumiselta
- älä oleskele suorassa auringonpaisteessa hoidon aikana (tiputusaika lyhenee lämmön vaikutuksesta)
- suojaa letkusto ja virtaussäädin kylmältä ulkoillessa pukeutumalla lämpimästi (tiputusaika pitenee kylmän vaikutuksesta)
- infuusiopumpun lääkesäiliö tyhjenee niin hitaasti, ettei se ole välittömästi silmin havaittavissa. Huomaat lääkesäiliön pienenevän pikkuhiljaa hoidon aikana.

Lääkehoidon päätyttyä neula poistetaan lääkkeenantoportista. Voit elää ja toimia portin kanssa ilman rajoituksia kuten aiemminkin.